



# VisiQuick WebLink gebruikershandleiding

*Versie 2.0.54 - gebruikersinterface*

## Wat VisiQuick WebLink doet

VisiQuick WebLink verbindt een web gebaseerd PMS of administratiepakket met een lokale VisiQuick installatie. Het PMS kan WebLink gebruiken om de actuele patient in VisiQuick te selecteren en om beelden op te halen die bij deze patient horen. WebLink draait lokaal op de werkplek en wordt normaal bediend vanuit het Windows systeemvak.

## Systeemvak icoon

Wanneer WebLink draait, is het VisiQuick WebLink icoon zichtbaar in het Windows systeemvak.

- Dubbelklik op het systeemvak icoon om het WebLink venster te openen.
- Klik met de rechtermuisknop op het systeemvak icoon om het menu te openen.
- Gebruik Open om het WebLink venster te tonen.
- Gebruik Restart listener om de lokale WebLink HTTP listener opnieuw te starten na een configuratiewijziging.
- Gebruik Reset VisiQuick connection alleen wanneer de communicatie met VisiQuick of VQDDE vast lijkt te lopen.
- Gebruik Exit alleen wanneer WebLink volledig moet worden afgesloten.

## Tabblad Configuration

Het tabblad Configuration toont de instellingen die voor de gebruiker zichtbaar zijn.

- IP address: het lokale adres waarop WebLink luistert. Normaal is dit 127.0.0.1.
- Port: de lokale poort waarmee het PMS WebLink bereikt.
- Identifier: de identifier die vanuit het PMS wordt verwacht. Vraag de PMS leverancier welke identifier gebruikt moet worden.
- Config folder: de map met de actieve WebLink configuratie.
- Automatically start VisiQuick when WebLink starts on this PC: bepaalt alleen voor deze werkplek of VisiQuick automatisch met WebLink start.

## Knoppen in het tabblad Configuration

- Save and restart: slaat de zichtbare configuratiewijzigingen op en herstart de WebLink listener.
- Handshake test: controleert of de lokale WebLink listener vanaf deze werkplek bereikbaar is.
- Reset VisiQuick connection: maakt de VQDDE verbinding opnieuw zonder de WebLink configuratie te wijzigen. Gebruik dit wanneer beelden of patientselectie niet meer reageren terwijl WebLink zelf nog draait.



## Tabblad Real time logging

Het tabblad Real time logging toont recente WebLink activiteit. Hiermee kan worden gecontroleerd of verzoeken vanuit het PMS bij WebLink aankomen en of VisiQuick of VQDDE een fout teruggeeft. De logging is bedoeld voor ondersteuning en probleemoplossing; het is geen permanente patienthistorie.

- Gebruik de logging om te controleren of het PMS verzoeken voor patientselectie, beeldlijsten of beeldophaling verstuurt.
- Als support om de logging vraagt, kopieer dan alleen de relevante regels rond het moment van het probleem.
- De zichtbare logging wordt automatisch beperkt, zodat de gebruikersinterface gedurende de dag niet onbeperkt groeit.

## Normale werkwijze

- Start VisiQuick WebLink, meestal automatisch met Windows.
- Open de patient in het web gebaseerde PMS.
- Het PMS stuurt de geselecteerde patient naar WebLink.
- WebLink geeft de patientselectie door aan de lokale VisiQuick installatie.
- Wanneer het PMS daarom vraagt, haalt WebLink de beschikbare VisiQuick beelden voor deze patient op en geeft deze terug aan het PMS.

## Automatisch starten van WebLink met Windows inschakelen

Als automatisch starten tijdens de installatie is uitgeschakeld, kan dit later worden ingeschakeld door de VisiQuick WebLink Setup opnieuw uit te voeren. Setup herkent de bestaande installatie en behoudt de actieve WebLink configuratie.

- Start de VisiQuick WebLink Setup normaal, zonder parameters voor een silent installatie.
- Controleer de bestaande WebLink instellingen en laat deze ongewijzigd, tenzij een configuratiewijziging gewenst is.
- Selecteer op de pagina met installatieopties de optie Start with Windows.
- Voltooi de setup.
- Bij de volgende Windows aanmelding start VisiQuick WebLink automatisch en verschijnt het programma in het systeemvak.

Wanneer u de installer niet zelf kunt uitvoeren of Windows om beheerdersgegevens vraagt die u niet heeft, neem dan contact op met uw systeembeheerder.

## Wanneer support inschakelen

- Het systeemvak icoon is niet zichtbaar en het PMS meldt dat WebLink niet draait.
- Handshake test faalt.
- Het PMS bereikt WebLink, maar VisiQuick opent de geselecteerde patient niet.
- Het PMS kan de beeldenlijst opvragen, maar het ophalen van beelden faalt.
- Reset VisiQuick connection herstelt de communicatie niet.